





Clarity Chromatography Station – Kompatibilitätstabelle

Kompatibilitätstabelle

	 Clarity	 Clarity Lite	Hinweis
Windows 8 (64 bit)	INT7, INT9, U-PAD2, Net-PAD, Colibrick	INT7, INT9, U-PAD2, Colibrick	<i>Ab Version 4.0.3</i>
Windows 8 (32 bit)	INT7, INT9, U-PAD, U-PAD2, CB20, Net-PAD, Colibrick	INT7, INT9, U-PAD, U-PAD2, Colibrick	<i>Ab Version 4.0.3</i>
Windows 7, Vista ^{SP2} (both 64 bit)	INT7, INT9, U-PAD2, Net-PAD, Colibrick*	INT7, INT9, U-PAD2, Colibrick*	<i>Ab Version 3.0</i>
Windows 7 (32 bit)	INT7, INT9 [*] , U-PAD, U-PAD2, CB20, Net-PAD, Colibrick*	INT7, INT9, U-PAD, U-PAD2, Colibrick*	<i>Ab Version 2.8</i>
Windows Vista ^{SP2} (32 bit)	INT7, INT9 [*] , U-PAD, U-PAD2, CB20, Net-PAD, Colibrick*	INT7, INT9, U-PAD, U-PAD2, Colibrick*	<i>Ab Version 2.5</i>
Windows XP ^{SP3}	INT7, INT9, U-PAD, U-PAD2, CB20, Net-PAD, Colibrick*	INT7, INT9, U-PAD, U-PAD2, Colibrick*	<i>Ab Version 2.4.4</i>
<p>* Colibrick ab Version 4.0</p> <p>- HW-Dongle wird für alle Systeme ab Version 2.4.0 benötigt</p> <p>- Die Installation von Clarity benötigt, falls angegeben, eine minimale Version des Windows Service Pack (SP)</p>			

PC-Konfigurationen

	Minimal	Empfohlen
Windows 8, 7, Vista (32 bit, 64 bit)	siehe Windows 7 Spezifikation	Siehe betreffende Windows Spezifikation
Windows XP	PC Pentium III/700 MHz, 256 MB RAM	PC Pentium 4/2 GHz, 512 MB RAM
Bildschirm	Auflösung 1024x768, 64K (16 bit High color)	Auflösung 1280x1024 oder 1680x1050 64K (16 bit High color)
<p>- USB oder LPT für den Hardware Schlüssel (Dongle)</p> <p>- Full size PCI slot (32 bit PCI slot für 5V) für interne A/D-Karte oder USB-port für U-PAD oder LAN-port für Net-PAD</p> <p>- DVD-ROM Laufwerk, wenn die Installation über eine Clarity-DVD erfolgt</p>		