

Datum: _____

Service-Begleitschein

Sehr geehrte Kunden,

bitte legen Sie diesen Schein unbedingt jedem Gerät bei, das Sie an TECHLAB senden. Verpacken Sie das Gerät mit etwa 15 cm Verpackungsmaterial an allen Seiten, um Transportschäden zu vermeiden. Optimal wäre es, wenn die Originalverpackung verwendet wird. Entfernen Sie bitte alle Zubehörteile, Anschlüsse, Kabel, Kapillaren etc., die nicht unbedingt für die Durchführung der Reparatur erforderlich sind. Netzkabel sind in unserer Werkstatt reichlich vorhanden!

Auftraggeber mit genauer Anschrift und Telefonnummer für Rückfragen:

Gerät mit Seriennummer, genaue Beschreibung der Störung und verwendetes Laufmittel:

Von TECHLAB auszufüllen:

Auftragsnummer:

Der Einsender versichert hiermit, daß sich in dem oben genannte Gerät keine giftigen, cancerogenen, radioaktiven oder infektiösen Substanzen befinden.

Datum:

Unterschrift: